

酸化ストレス・抗酸化測定結果レポート

検査日: 2013年5月2日

(株)ウイスマー

金子 幸輝 様

医師: 金子 幸輝

〒113-0033

IDNo. 1

東京都文京区本郷3-3-12 ケイズビルディング7F

TEL: 03-5802-7333

E-Mail info@wismerll.co.jp

◆測定結果


d-ROMs テスト

: 酸化ストレス度

296 U.CARR

酸化ストレスレベルは

最適



BAP テスト

: 抗酸化力

1887 $\mu\text{mol/L}$

抗酸化力レベルは

不足

* 両測定結果の詳細は次ページを参照下さい。

◆酸化ストレス・抗酸化 評価マトリックス

		酸化ストレス度					
抗酸化力	a +	A +	B +	C +	D +	2200以上	最適 +
	a ±	A ±	B ±	C ±	D ±	2199～2000	ボーダ ±
	a -	A -	B -	C -	D -	2000未満	不足 -
	200 未満	200～300	301～320	321～400	400以上		
	不足 a	最適 A	ボーダライン B	軽度・中程度 C	強度 D		

総合判定

Total evaluation

A -

評価

酸化ストレス度は正常ですが、抗酸化力は不足している状態です。現在の酸化ストレス度を維持して下さい。抗酸化力が向上するように心がけ、生活様式の見直しを行った上で医師の指導のもと状況改善をすすめてください。

次回の測定

次回は **3ヶ月以内** の測定をお勧めします。

※今後も酸化ストレス・抗酸化力測定を定期的に行い、自己の状況を把握することが重要です。